

## Seznam vyvážených vyšetření a spolupracujících laboratoří

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
1.LF UK a VFN, laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Ke Karlovu 2, Praha 2, 128 08, tel.:224967748	genetické vyšetření k diagnostice CAPS MEFV, NLRP3	plazma (plná krev)	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
1.LF UK a VFN, laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Ke Karlovu 2, Praha 2, 128 08, tel.:224967748	kultivace fibroblastů	kultivační destičky	transportni box 37°C	uchovat v termostatu při 37°C	transportni box 37°C	sanitka, pátek 06:00
AeskuLab Brno, Laboratoř klinické imunologie , CTZone, Škobárenská 502/1 Tel: 515 511 421	Anti- ENA, Anti- Ro , Anti -La	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit a uchovat v lednici 2°C - 8°C,	Při ledničkové teplotě v boxu.	sanitka, pátek 06:00
Alergologická a imunologická laboratoř,AKI,spol. s.r.o,Vinohrady 8,Brno 639 00,tel.:543244969	antirevmatika	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
CALCULI,RNDr.T.Kořistková,Vránova 172,PS 20,Brno 62100,tel.: 549271511	rozbor	kamínek	transportni box 2°C - 25°C	laboratorní teplota 15°C - 25°C	obálka	pošta,denně
Centrum molekulární biologie a genové terapie, Sekce oportunních infekcí, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Černopolní 9, 613 00, tel./fax.: 53223-4628, 4629	mykozy	krusty z PND	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
Endokrinologický ústav -Laboratorní komplement,Národní třída 8,Praha 1,116 94 ,tel.224 905 244	17-OH progesteron,11-deoxykortizol,21-deoxykortizol,11-deoxykortikosteron	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit,separovat sérum,vydrží v lednici 10 dní	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, pátek 06:00
Endokrinologický Ústav(RNDr.B.Bendlová),Národní třída 8, Praha 1 11694,tel.:224905111	izolát DNA, genetická dispozice k hirsutismu	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
Endokrinologický Ústav(RNDr.B.Bendlová),Národní třída 8, Praha 1 11694,tel.:224905111	nm vyšetření v endokrynologii	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
Endokrinologický Ústav(RNDr.B.Bendlová),Národní třída 8, Praha 1 11694,tel.:224905111	feochromocytom	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
Endokrinologický Ústav, Mgr. J. Včelák, Národní třída 8, Praha 1 11694, tel.: 224905111	genetické vyšetření, medulární ca. š. žl., genetické vyšetření RET patogen	plná krev	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, Ústav BIOLOGIE A LÉK. GENETIKY UK 2. LF A FN Motol, přednosta Mudr. Macek Milan, vyšetřuje Dr. Holubová, tel. 224 431 3548, 224 431 3528.	cystická fibroza	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Patologie a molekulární medicína, pavilon H1, (Matejčková), Vídeňská 800, Praha 4 14059, tel.: 261 082 413	mutace genu GRN	plná krev (fialový vršek)	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Patologie, pavilon H, (Ing. Nováková), Vídeňská 800, Praha 4 14059, tel.: 261 082 578	14-3-3 protein	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
FN Brno Odd. Klinické mikrobiologie-sérologie, Jihlavská 20, 62 500 BRNO - BOHUNICE, tel.: 532232175	bartonelóza	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit a slít, lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
FN Brno, Klinika dětské onkologie 23, Černopolní 9, Brno 61300, p. Mikulec Iveta, tel.: 532 234 753	Pan care LIFE	2 krát fialová plazma, 1 krát červená-sérum	transportní box 2°C - 25°C	1 fialová zkumavka - nestáčet, zamrazit na 20°, 2. zkumavka fialová - uložit v lednici - nestáčet. Červenou zkumavku-sérum: stočit, stahnout, rozlít do dvou ependorfe (zkumavek), zamrazit na -20°C	Na ledu: 1 krát fialová - nestočená + dvě ependorfky se zamraženým sérem. V chladu při ledničkové teplotě 1 krát fialová - nestočená.	sanitka, pátek 06:00
FN Brno, Lab. CMBGT-IHOK, Černopolní 9, Brno - Černá pole 61300, tel.: 532234628 nebo 4647	BCR-ABL1	plná krev s EDTA	transportní box 2°C - 25°C	netočít, stabilita 48 hod. (nesmí zmrznout), lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka - pátek

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
FN Brno, Lab.CMBGT-IHOK, Černopolní 9, Brno- Černá pole 61300, tel.:532234628 nebo 4647	famil.hyper.gen LDLR,famil.hyper.B,gen APOB,genotyp apol.E,gen APOE,susp.deficit lipoprot.lip.	plná krev/fialová zkumavka/	transportni box 2°C - 25°C	vydrží týden při ledničkové teplotě bez centrifugace a separace	Při ledničkové teplotě v boxu.	sanitka,pátek
FN Brno,Centrum molekulární biologie a genové terapie, Sekce vrozených genetických chorob,Interní hematologická klinika,Černopolní 9,Brno 625 00, tel.: 532234625	Defekt LDL receptoru defekt apolipoprotein B-100, familiární cholesterolemie,gen LDLR,gen APOB	plná krev	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka -pátek
FN Brno,Interní hematolo-onkologické centrun,Jihlavská 20,Brno 62500,tel.:532233475	DNA-Wilsonova choroba	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno,klin.dětské onkol.,zámková sestra odd.23,Černopolní 9,Brno 662 63, tel.: 532234625	souhrn vyšetření	biopsie nádoru mozku	vzorek v suchém ledu	mrazák na -80°C	vzorek v suchém ledu	sanitka pátek 06:00
FN Brno,Laboratoř metabolických poruch,Černopolní 9,Brno 625 00, tel.: 532234623	souhrn vyš.genů	izol.DNA z krve	transportni box 2°C - 25°C	uchovávat pouze v lednici	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,úterý 10:30
FN Brno,Laboratoř metabolických poruch,Černopolní 9,Brno 662 63, tel.: 532234625	alfa-1-antitrypsin DNA vyš.	plná krev	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno,odd,mikrobiologie,Jihlavská 20,Brno62500,tel.:532233389	PCR Treponema pallidum	likvor	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno,Oddělení klinické bakteriologie,Jihlavská 20,Brno 62500,	Galaktomanan	srážlivá krev	transportni box 2°C - 25°C	v lednici stabilní 1 den-netočít, déle stočit a sérum zamrazit	transp. box snachlazenou nebo namraženou vložkou	sanitka -pátek
FN Brno,Oddělení klinické biochemie,Jihlavská 20,Brno 62500,tel.:532233168(příjem mat.)	posakonazol	plazma- zelená zkumavka	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka -pátek
FN Brno,Oddělení klinické biochemie,Jihlavská 20,Brno 62500,tel.:532233168(příjem mat.) OKB	vorikonazol	plazma (zelená)	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka pátek 06:00
FN Brno,OKB,Jihlavská 20,Brno 62500,tel.: 532231111	vyš.dle požadavku	mater.dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno,Pracoviště dětské medicíny, Oddělení lékařské genetiky,Černopolní 9,Brno 662 63, tel.: 532231111	deficit lipoproteinové lipázy LPL nebo APO C2	plná krev s EDTA	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolská 9, Brno 662 63, tel.: 532231111	vyš. dle požadavku	mater. dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Brno, TO, Jihlavská 20, 62500 Brno, tel. 532232581 serologie	anti -HTLV I/II	sérum	bez zvláštních podmínek	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka -pátek
FN Brno, TO, Jihlavská 20, 62500 Brno, tel. 532232647	antileukocytární protilátky, antitroboocytární protilátky	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka -pátek
FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, Hradec Králové ,500 05, tel.: 495 833 810	HCV - Q80K PCR	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, Hradec Králové ,500 05, tel.: 495832640,	HBV rezistence	plazma může být i sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, do 7 dnů stačí v lednici, po 7 dnech zamrazit -20° a při transportu nesmí rozmrznout	transportní box	sanitka, pátek 06:00
FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, Hradec Králové ,500 05, tel.: 495832640, p. Ličbínská-úseková laborantka	hladina oxalémie	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, Hradec Králové ,500 05, tel.: 495832640, p. Ličbínská-úseková	HEV průkaz	sérum	transportní box 2°C - 25°C	do 2 dnů v lednici, víc jak 2 dny	transportní box se suchým ledem -80°C	delta sanitky, domluvit s VŠ
FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Sokolská 581, Hradec Králové ,500 05, tel.: 495832640, p. Ličbínská-úseková laborantka	Hepatitidy, HCV genotyp	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	delta sanitky, domluvit s VŠ
FN Královské Vinohrady, Škrobárova 1150/50, Praha 10, 10034. II. Interní klinika. Mudr. Urbanová, Tel. 776170946	MODY diabetu	plazma (fialová), nestáčet	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
FN Motol Likvorolog. lab., Ústav imunol. A neurol. klin., V Úvalu 84, 15006 Praha 6, tel.: 224426870/1	protilátky proti limbické encefalitidě	likvor+sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
FN Motol, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK , V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 tel.: 224 436 884, 224 436 843 Mgr. Zajac	vyšetření neutralizačních protilátek (Avonex, Betaferon, Rebiff 22, Rebif 44	sérum	transportní box 2°C - 25°C	zamraženo na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek
FN Motol, Laboratoř molekulární genetiky a pediatrické kliniky, V Úvalu 84, Praha 5 15006, tel.: 224431111	geny pro chron. pankreatitidu	plazma fialová	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
FN Motol,OKH(MUDr.Houdková),V Úvalu 84,Praha 5 15006, tel.: 224431111	genetické vyšetření	mater.dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN Motol,Sekretariát pediatrické kliniky,V Úvalu 84,Praha 5 15006, tel.: 224432026	HNF 1 B gen	plná krev, fialový vršek	transportni box 2°C - 25°C	lednice, netočít !!!	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, pátek 06:00
FN Motol,Ústav imunologie ,V Úvalu 84,Praha 5 15006, tel.: 224431111 3.patro pavilon G	IgD, protilátky proti: tetanu IgG, difterii IgG, pneumokokům IgG , hemofilu IgG	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	transp. box s namraženou vložkou	sanitka pátek 06:00
FN Ostrava,krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	granulocytární protilátky, GIFT+GAT	sérum,může být i plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°Cvíce jak 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou vložkou,více jak 2 dny zamrazit,domluveno s.p.Pauliškovou.	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	leukocytární protilátky	sérum ,může být i plazma ale sérum je lepší	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,krevní centrum-HLA Laboratoř,17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	IgG,IgM,IgA,IgE	sérum/může být i plazma/	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou,více jak 2 dny zamrazit,domluveno s.p.Pauliškovou.	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,laboratoř DNA diagnostiky,17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	vyš.dle požadavku	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN OSTRAVA,LABORATOŘ ODD.LÉK.GENETIKY,17.listopadu 1790 Ostrava -Poruba 708 52,tel.597737202,597373200	Alportův syndrom-COL4A5	plazma	transportni box 2°C - 25°C	v lednici,netočít,vydrží 7 dní	termobox nachlaz. destičkami	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,Ústav klinické farmakologie,17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	ZÚ Ústí n. Labem, odd. mol. biol.	sérum	transportni box 2°C - 25°C	den v lednici, jinak stočit, stáhnout a zamrazit na -20	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,Ústav klinické farmakologie,17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	léčiva,amikacin,genta micin,vankomycin, sporanox	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	mraz.trans.box -20°C	sanitka,úterý 10:30
FN Ostrava,Ústav klinické farmakologie,17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111	hladina amiodaronu	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, sérum zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka,úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
FN Ostrava.Ústav laboratorní diagnostiky.Oddělení klinické farmakologie.17.listopadu 1790, 708 52, Ostrava-Poruba.tel.: 597374394	hladina antimykotik	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	mráz.trans.box -20°C	sanitka,úterý 10:30
FN Plzeň,Imunologie,Edvarda Beneše 13, Plzeň 30599,tel.:377401111	Anti 21 OH	sérum	trnsport na ledu	mrazák -20°C, stočit,stáhnout, zamrazit	mráz.trans.box -20°C	sanitka pátek 06:00
FN Plzeň,NRL pro lékařskou mykologii,Edvarda Beneše 13, Plzeň 30599,tel.:37710 3291	EAA	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN svaté Anny,Ústav klinické imunologie a alergologie,Pekařská 53,Brno 656 91,tel.:543 183 138	WAS protein	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN svaté Anny,Ústav klinické imunologie a alergologie,Pekařská 53,Brno 656 91,tel.:543 183 138	WAS protein	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
FN svaté Anny,Ústav klinické imunologie a alergologie,Pekařská 53,Brno 656 91,tel.:543 183 138	Protilátky proti bakt.antigenům-Haemophilus,pneumokok/PCP/,tetanický toxid	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout lednice 2°C - 8°C do laboratoře doručit do 24 hod. po odběru	vydrží v lednici,transport s nachlazenou vložkou,nemrazí se.	sanitka,pátek 06:00
FNA 2 LFUK MotoI Pediatricka klinika, V úvalu 84, Praha 5 150 06, tel:224431111	MODY diabetu	plazma (fialová),nestáčet	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
Genetická laboratoř,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Výstavní 17/19,Brno 60300,tel.:543182546	TREC/KREC	suchá krevní kapka nebo fialová zkumavka	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C zkumavku nestáčet jen uchovat v lednici	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
Genetická laboratoř,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Výstavní 17/19,Brno 60300,tel.:543182546	hyper IgE syndrom	plazma-plná krev nestáčet	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou/namraženou vložkou	sanitka,pátek 06:00
Genetická laboratoř,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Výstavní 17/19,Brno 60300,tel.:543182546	Molekulární detekce patogenů apolipoprotein B-100 Defekt LDL receptoru	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
Genetická laboratoř,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Výstavní 17/19,Brno 60300,tel.:543182546	bakterie, houby , staphylococcus spp.	fialová plná krev	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
Genetická laboratoř,Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,Výstavní 17/19,Brno 60300,tel.:543182546	bakterie, houby	chlopeň	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
Hepatologická laboratoř, Centrální výzkumné laboratoře ÚKBLD VFN a 1.LF UK, Na Bojišti 3,121 08 Praha 2 tel.224964203(Stejná adresa jako u Cu v jaterní sušině.Obě adresy správné)	železo, měď	jaterní biopsie	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
lfcor 99 s.r.o., Studenská 812/6 , 625 00 BRNO - Bohunice tel.:511 158 243	3 metoxytyramin	okyselená moč /24 hod.	transportní box 2°C - 25°C	je lepší mraz. -20°C	termobox	sanitka,pátek 06:00
IKEM,pavilon Z 1 ,Videňská 1958/9,Praha 4,140 21,tel.261 362 350,p.Škaloudová	vyšetření cytotoxických protilátek	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit,v lednici 2 dny,potom zamrazit na - 20°.	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka,pátek
IKEM,pavilon Z 1 ,Videňská 1958/9,Praha 4,140 21,tel.261 362 350,p.Škaloudová	dokapání séra na desku TC A rozeslání do HLA laboratoří	sérum	transportní box 2°C - 25°C	zamraženo na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Ing.Poupětová Helena,Ústav dědičných metab. poruch,1 LF UK/UNIVERSITY KARLOVY/,VŠEOBECNÁ FN,KE KARLOVU 2,PRAHA 2 128 00	enzymat.vyšetření	4 fialové zkumavky	transport při pokojové teplotě		transport při pokojové teplotě	sanitka, pátek 06:00
Interimun s.r.o.,Kavanova 438,Pardubice 17-Rosice 53351,tel.: 466644000	antigangliosidové protilátky (neuroi.lab.)	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta,denně
Interimun s.r.o.,Kavanova 438,Pardubice 17-Rosice 53351,tel.: 466644000	antigangliosidové protilátky (neuroi.lab.)	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta,denně
KDHO Praha, 5. patro - stacionář hematologie Praha- Motol MUDr. Suková Martina	materiál k DNA analýze a izolaci	2x fialová krevní sklíčka nátěry vlasy	transportní box 2°C - 25°C	vše nechat při pokojové teplotě nic s tím nedělat	pokojová teplota klidně v bublinkové obálce	sanitka, pátek 06:00
Klinika dětského a dorostového lék.,Rndr Hansíková Hana,Ke Karlovu 2,Praha 121 09,tel.:224967710	vyš.enzymatických komplexů resp.řetězce v kult.fibropastech	tkáňové kultury	transportní box 37°C NEKLOPIT,VODOROVNÁ POLOHA	uchovat v termostatu při 37°C	transportní box 37°C	sanitka, pátek 06:00
Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revolučníč. 2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701	anti HEV,anti gbm	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit,	termobox nachlaz. destičkami	sanitka,úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revolučníč. 2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701	Haemophilus infl. B IgG , Pneumokok IgG	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit,	termobox nachlaz. destičkami	sanitka,úterý 10:30
Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revolučníč. 2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701	a-CCP	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,v lednici stabilni tyden	termobox nachlaz. destičkami	sanitka,úterý 10:30



LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revolučníč. 2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701	hladina adalimumabu	sérum	transportni box 2°C - 25°C	zamraženo na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka,úterý 10:30
Mgr.Zuzana Vacková ,Budova č.2 -2.patro,dveře č.35 ,Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz,CEM,SZU,Šrobárova 48,Praha 10,100 42,Praha 10,tel.267082261,702209122	vyšetření likvoru PCR	likvor	transportni box 2°C - 25°C	zamraženo na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	respirační viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	echinokoky	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	proti. IgE imulologie (sojové boby, heřmáněk,mandle atd..	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	HLA B27	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	Helicobacter pylori	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	herpes simplex 1,2	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	herpes simplex 6,7	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	varicella-zoster	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	IgG,IgM,IgA,IgE	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	klíšťová encefalitida	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	virus poliomyelitidy 1,2,3	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	borrelia - ELISA (protilátky)	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	žlutá taštička	osobně,denně



LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	borrelia - western blot	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	herpes simplex	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	varicella-zoster	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	parotitis	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	parvovirus B 19	kostní dřeň	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	klíšťová encefalitida	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	virus poliomyelitidy 1,2,3	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	borrelia - ELISA (protilátky)	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	mykoplazma pneumoniae	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	influenza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	rubella	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	chlamidie	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	leptospiroza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	parainfluenza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	RS viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	adenoviry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	coxsackie viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	HCV	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	EBV	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	H1N1	stěr	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	H1N1	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	CMV PCR	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	parazitologické vyšetření	stolice	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	pertuse a parapertuse	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	neurotropní viry PCR , lisperia monocytogenes PCR	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	neurotropní viry	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	lymeská borelióza	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	borelie	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	borelie	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	chřipka A + B	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	chřipka A + B	stěr	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	tularemie	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	toxoplazmoza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	IgG,IgM,IgA,IgE	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	HBsAg	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	anti HCV	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	respirační/kardiotropní infekce	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	respirační/kardiotropní infekce	stěr	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	infekční mononukleóza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	průdušnice pravá	stěr	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	průdušnice levá	stěr	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	trachea	bartonella	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	plíce pravá	tkáň	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	malárie	plazma (černý vršek)	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Mikrochem,Nezvalova 984/2,Olomouc 77900,tel.:585206211	brucelóza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	žlutá taštička	osobně,denně
Národní referenční laboratoř,Masarykovo náměstí 16,Vyškov 68201,tel.:517333401 <b>POZOR změna adresy!!!! Posílá se do Ostravy</b>	legionela	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C,více jak 2 dny zamrazit	transp. box s namraženou vložkou	sanitka -úterý
Nemocnice České Budějovice, a.s.- CENTRÁLNÍ LABORATOŘE.LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKY.Boženy Němcové 585/54, České Budějovice 37001 tel.: laboratoř 387873021, příjem mat. 387873535	Hepatitis C -rezistence k léčbě	srážlivá krev, lépe bez gelu.NESTÁČET, NESTAHOVAT.Tak jak přijde, dát do lednice, vydrží i týden.	transportni box 2°C - 25°C	při ledničkové teplotě,vydrží i týden	Při ledničkové teplotě v boxu.	Volat DELTU 6101
Nemocnice na Bulovce, Mikrobiologie,pavilon 8,Budínova 67/2, Praha 8,Libeň 18081 (Mgr.Richterová,MUDr.Trojánek)tel.:266084303	viscerální leishmanitóza,amebízy,brucely,borelia recurrentis	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
NRL pro VIROVÉ HEPATITIDY,SZÚ-CEM Šrobárova 48,Praha 10,100 42,tel.267081111.	anti-HCV	separovaná plazma z oddělení	transportni box 2°C - 25°C	při ledničkové teplotě,vydrží více jak 7 dní		sanitka, pátek 06:00
NSP Karviná,parazitologická laboratoř, Vydmucho 399, Karviná Ráj 73412,tel.:558418327	bartonella	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Oddělení GENOMIKY, U nemocnice 3094/1, ÚHKT, Praha 2, 128 20, tel. 221977111, vedoucí Mgr. Beličková, techn. ved. Ing. Ota Fuchs.	CEBPA - Mutace CCAAT, NPM1- MUTACE nukleofosminu, EV11, ERG, MNI	plazma	transportní box 2°C - 25°C	netočít, nejlépe čerstvá plná krev (plazma) max přes noc v lednici.	Při ledničkové teplotě v boxu.	sanitka, pátek
Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5 tel: 257273051	coceptin	sérum	transportní box 2°C - 25°C	zamrazeno na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Oddělení lékařské genetiky, Pracoviště dětské medicíny (Dětská nemocnice), pavilon G, Černopolní 9, Brno 613 00, kontaktní osoba: RNDr. Iveta Valášková 532 234 718	IL28B	EDTA (4-5ml), plazma	transportní box 2°C - 25°C	Nezamrazovat!!!) pokud by byla již zamrazená, musíte transportovat tak, aby to nerozmrzlo). Plazmu uchovat v lednici do pátku.	Při ledničkové teplotě v boxu.	sanitka, pátek
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	vitamin A	sérum (i plazma)	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	tetanus igG	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (i týden)	transportní box	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	Diaminoxidáza	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	levetiracetam, topiramát, Lacosamid, zonisamid, Gabapentin, Primidon	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	hemochromatoza	plná krev (fialový vršek)	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (v lednici stabilní i 7 dní)	transportní box	sanitka dle objednání
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	Wilsonova choroba	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (v lednici stabilní i 5 dní), netočít - plná krev	termobox	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	Gilbertův syndrom - UGT1A1	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s., Revoluční 2214/35, Nový Jičín 74101, tel.: 800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centru J.G.Mendela)	Triptáza, ANCA, borelie PCR	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka, úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	porfobilinogen	moč	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka , úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701 (Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	hladina infiximabu+protilátky	sérum	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	borrelie protilátky - burgdorfetii, garinii,afzelii WB	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout,lednice 2°C - 8°C ,vydrží i více než 7 dní,nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	a-kardiolipiny screen, a-parientální bunky (APCA) IF, a-intrinsic (vnitřní faktor) IF, AIH,PBC (AMA,ASMA, LKM) IF	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout,lednice 2°C - 8°C ,vydrží i více než 7 dní,nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	Mycoplasma pneumoniae Borrelie IgM, Ch. pneum.	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout,lednice 2°C - 8°C ,vydrží i více než 7 dní,nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	Marfan sy., Loeys- Dietz sy.,Familiární aneuryzma a disekce hrudní aorty, Ehlers- Danlos sy.	fialová zkumavka (plná krev(	transportni box 2°C - 25°C	netočít nechat plnou krev v lednici 2°C - 8°C ,vydrží i více než 7 dní,nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	Dilatační kardiomyopatie - LMNA	sérum + sědá laktát	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka,úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	alfa-1-antitrypsin	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (i týden)	transportní box	sanitka,úterý 10:30
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	očkovací protilátky Rubeola,Parotitida,Mo rbilli	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C (i týden)	transportní box	sanitka,úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
P+R LAB a.s.,Revoluční 2214/35,Nový Jičín 74101, tel.:800700701(Dříve Klinik.labor.-onkol.centř.J.G.Mendela)	vitamín E,D	sérum ( i plazma)	transportni box 2°C - 25°C	stočit,stáhnout,mrazák -20°C	mraz.trans.box -20°C	sanitka, úterý 10:30
Pediatrická klinika FN Motol, Oddělení gastroenterologie (Přízemí A) lůžková část. s. Praxová, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 tel:224 432 062	genetika IL 10 , IL-10 receptor	fialová zkumavka 2X	transpor na suchém ledu	netočít, dát zamrazit na -20°C	vzorek transportovat na suchém ledu!	sanitka, pátek 06:00
Poslat do FN Ostrava, klinika hematologie (biobanka), 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 70852,tel.: 597371111 Nevyšetřují posílají do Budapešti	C3NeF,C3d, SC5b-9	sérum + 1x EDTA	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -80C zkumavka EDTA zamrazit netočít nic s ní nedělat a sérum stočit a rozpipetovat do 3 ependorf alespon po 0,5ml na -80C	posílat na suchém ledu	sanitka , úterý 10:30
Poslat do Prostějov,Mathonova 291/1,Prostějov 79604,tel.:582315517 na žadance s adresou Laboratoř AGEL klinické laboratoře, Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	nikl,chrom	moč	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	uchovat v lednici i více dní	osobně, denně
Poslat do Prostějov,Mathonova 291/1,Prostějov 79604,tel.:582315517 na žadance s adresou Laboratoř AGEL klinické laboratoře, Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	wolfram	plazma	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	osobně, denně
Poslat do Prostějov,Mathonova 291/1,Prostějov 79604,tel.:582315517 na žadance s adresou Laboratoř AGEL klinické laboratoře, Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	kobalt	plazma	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	osobně, denně
Poslat do Prostějov,Mathonova 291/1,Prostějov 79604,tel.:582315517 na žadance s adresou Laboratoř AGEL klinické laboratoře, Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	vyšetření kovů - Cd,Co,Pb,Hg	sérum + plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, netočít	transp. box s nachlazenou vložkou	osobně, denně
Poslat do Prostějov,Mathonova 291/1,Prostějov 79604,tel.:582315517 na žadance s adresou Laboratoř AGEL klinické laboratoře, Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	hliník , kys. Mandlová	sérum+ moč	transportni box 2°C - 25°C	mrazák -20°C sérum i moč / v lednici stabilní 1 den/	termobox s namraz. destičkami -20°C	osobně, denně

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
Poslat do Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517 na žadance s adresou <b>Laboratoř AGEL klinické laboratoře</b> , Nový Jičín, Revoluční 2214/35, Nový Jičín 741 01	olovo, hliník, mangan, nikl - Kys. Deltaaminolevulová - ALA	plazma, moč moč	transportní box 2°C - 25°C	plazmu netočit, uchovat při ledničkové teplotě, vydrží i déle než 7 dní, moč uchovat při ledničkové teplotě, vydrží déle než 7 dní	termobox nachlazenými destičkami	sanitka, úterý 10:30
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	SVVV	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, lednice 2°C - 8°C, po více jak 24hod. zamrazit	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	Gastrin	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, lednice 2°C - 8°C jen ve stejný den odběru a transportu jinak se musí zamrazit -20°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	Vanilmandlova kyselina	sběr moče do 20ml 25% HCl	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	Apolipoprotein E	plná krev odběr EDTA (fialový vršek)	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	Apolipoprotein B100	plná krev odběr EDTA (fialový vršek)	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	MXA	plazma	transportní box 2°C - 25°C	celou krev do mrazáka -20°C	mraz. trans. box -20°C	osobně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	anti- nadledvin	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stejně jako u ultrasenzitivního PSA, nebo se může stočit, stáhnout, popř. zamrazit na -20°C (v lab. měří 1krát za měs. mrazí se)	transportní box	osobně, denně



LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	anti ACHR	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	anti MUSK	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	anti SCMAB	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	souhrn neurol.labor.	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	souhrn neurol.labor.	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	katecholaminy MN+NMN(nefriny)	plazma	transport na ledu	stočit, slít, mraz. -20°C	mraz.trans.box -20°C	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	olovo	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	oxaláty v moči	moč	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	MetaN/NorMN katecholaminy	moč sbíraná	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	ANA(IFA)	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	clonidinový test, bazál 3hod.po apl.	plazma-led	transport na ledu	stočit, slít, mraz. -20°C	mraz.trans.box -20°C	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	porfyriny	moč 24hod. V temnu	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	TNF-a	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	ultra senzitivní PSA	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	souhrn vyšetření-mladé infarkty	sérum, plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	protilátky proti CVL (kosterní svalstvo)	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	HAV	plná krev -EDTA	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	aldosteron a kortizol	plazma	transportní box 2°C - 25°C	stočit, slít, mraz. -20°C	termobox	osobně, denně

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	DAO (diaminooxidáza) jen koncentrace ne aktivita	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, po více jak 24hod. zamrazit	termobox	osobně, denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	porfyriny	moč	transportní box 2°C - 25°C	netočít, vzorek musí být zabalen v alobalu.	transportní box	sanitka
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	SVVV	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočené sérum	transportní box	osobně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	ELFO Lipoproteinů	sérum	transportní box 2°C - 25°C	netočít, plná krev	termobox s nachlaz. destičkami	sanitka denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315517	APOE	plazma	transportní box 2°C - 25°C	netočít, plná krev, poslat nejpozději druhý den	termobox s nachlaz. destičkami	sanitka denně
Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.: 582315533	kys. Homovanilinová (homovanilin)	moč	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici - i více jak 2 dny nemrazit,	termobox nachlaz. destičkami	osobně
Revmatologický ústav, Odd.klinické imunologie-laboratoř klin.imunologie, Na sloupi 4, Praha 2, 128 50, tel.: 234075305	M-LIA, M-Wbl, HMGR, cN-1A	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, nestáčet a neslívát	termobox s nachlaz. Vložkou	sanitka, pátek 06:00
RNDr. Jan Kovář, institut klinické a experimentální medicíny. Laboratoř pro výzkum aterosklerózy. IKEM pavilov Z1. Vídeňská 1958/9. 14021, Praha 4-Krč. Tel. 775976854	lipidové spektrum	plazma	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, pátek 06:00
SPADIA LAB, a.s., Diagnostická Lab., Dr.Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka 700 30	PTH-RP	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice, více jak 2 dny zamrazit	transportní box	sanitka, úterý 10:30
SPADIA LAB, a.s., Diagnostická Lab., Dr.Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka 700 30	Litium, selen, zinek, měď, Křemík, Mangan, Chrom, Hliník, Olovo, Kadmium, Nikl, Rtuť	1x moč, 3x nesrazilivá plná krev fialový vršek + zkumavka s tmavým modrým vrškem	transportní box 2°C - 25°C	vše do lednice, (více jak 2 dny zamrazit tak jak to je moč + zkumavky plnou krev jen krev s modrým vrškem stocit stáhnout a zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro dg. syfilis, Mudr. Zákoucká Hana, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, tel. 267081111.	test na určení Treponema pallidum	sérum	transportní box 2°C - 25°C	Po domluvě s p. Lodinskou vzorek nemrazit, i více jak 7 dní vydrží v ledničce/separovat sérum/,	transp. box s nachlazenou	sanitka, pátek 06:00
Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, tel. 267081111.	HIV reaktivního vzorku, anti HCV	plasma	mraz.trans.box - 20°C	zamrazeno z oddělení uchovat při mražené teplotě	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, tel. 267081111.	HIV	separovaná plazma z oddělení	transportní box 2°C - 25°C	při ledničkové teplotě, vydrží více jak 7 dní		sanitka, pátek 06:00
Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř, Mudr. Zákoucká Hana, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, tel. 267081111.	chlamydie	sérum	transportní box 2°C - 25°C	separované sérum nachystané p. Sklenářovou/tel. 34 14/	termobox s nachlaz. destičkami	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab., Ing. Čížková	PCR - Enterovirus, Herpesvirus, Toxoplasma gondii	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab., Ing. Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ, Thomayerova nem., Vídeňská 800, 140 59, Praha 4)	Tetanus - ELISA, francisela tularensis	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab., Ing. Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ, Thomayerova nem., Vídeňská 800, 140 59, Praha 4)	souhrn vyš. IgG, IgE protilátek	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C/více jak 2 dny zamrazit -20°C	transp. box s nachlazenou vložkou/mraz.trans.box -20°C	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab. Ing. Čížková	bartonella henselae	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, po více než 2 dny zamrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab. Ing. Čížková	IgD Parotitida Leishmania	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout a uchovat v lednici 2°C - 8°C nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab. Ing. Čížková	brucela abortus, bartonella henselae	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
Synlab Praha, Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice, 170 00, tel. ved. příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved. lab. Ing. Čížková	souhrn vyšetření	tkáň z podkoží	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ- CEM, Škrobárová 48, Praha 10, 100 42 tel:267082223	Hepatitida D - anti-HDV total, anti - HDV IgM	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, sérum zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
SZÚ- CEM, NRL pro E.coli a shigely Škrobárová 48, Praha 10, 100 42 tel:267082223	NRL PRO E.COLI A SHIGELY	Stolice	transport s nachlazenou vložkou	zamraženo na -20°C	termobox se suchým ledem	sanitka, pátek 06:00
SZÚ Centrum epidemiologie a mikrobiologie NRL pro lymeskou borreliozu, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel: 267082580	lymská borrelióza ( Anaplasmoza )	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stabilní 5 dnů v lednici 2°C - 8°C déle jak 5 dnů zamrazit na -20°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ, CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Škrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267081111	e.coli, shigela	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ, CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Škrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082594	bartoneloza IFA/NEPŘÍMÁ IMUNOFLUORESCENCE/	plazma, sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	vyržít v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka, pátek 06:00
SZÚ, CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082594	živé borelie	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C i více jak 7 dní	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ, CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082594	erlichioza	likvor / stočené sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
SZÚ, CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082594	bartonela	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ-NRL, Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082484	anti HCV , HBsAg	stočené sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ-NRL, Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082484 NRL pro streptokoky a enterokoky, Budova č. 2	Mikrobiologie - referenční laboratoř	naočkovaná půda	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
SZÚ-NRL, Šrobárova 48, Praha 10 10042, tel.:267082795	syfilis	stočené sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
TOPELEX, Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, poliklinika Vysočany-Clinicum/3.patro/.Sokolovská 304, Praha 9, 190 00, tel.266 006 118.	S100, NSE	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii,poliklinika Vysočany-Clinicum/3.patro/.Sokolovská 304,Praha 9,190 00,tel.266 006 118.E-mail:likvor@likvor.cz	souhrn vyšetření	sérum + likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C i více jak 7 dní	termobox s nachlazenými destičkami	sanitka,pátek 06:00
TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii,poliklinika Vysočany-Clinicum/3.patro/.Sokolovská 304,Praha 9,190 00,tel.266 006 118.E-mail:likvor@likvor.cz	protilátky proti aquaporinu 4	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
TÚ FN s poliklinikou Bohunice,OKM-serologie, Jihlavská 20,Brno 62500,tel.:532232175	GAT	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
TÚ FN s poliklinikou Bohunice,OKM-serologie, Jihlavská 20,Brno 62500,tel.:532232175	paraneoplastické protilátky	likvor nebo sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
UDMP VFN a 1.LF UK,Bioch.laborat. (budova C,2.patro), KeKarlovu 2,Praha2 12808, tel.: 224967710	enzym vyš. Na glykogenozu IX	plazma 2x, nestáčet	transportni box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka,pátek 06:00
ÚDMP,Laboratoř Enzymatologie(bud.D,1.patro,Ing.J. Honzíkóvá),Ke Karlovu 2,Praha 2 128 08,tel.:224967710	skrining na vyšetř. Fabryho nemoci	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ÚDMP,Laboratoř Enzymatologie(bud.D,2.patro,Ing.J. Honzíkóvá),Ke Karlovu 2,Praha 2 128 08,tel.:224967710	CDG izoelektrická fokusace sialotransferinů	sérum	nachystaná termoska z namraž. gely	stočit,slít a mrazák - 20°C	nachystaná termoska z namraž. gely	sanitka,pátek 06:00
ÚHKT Referenční laboratoř pro imuno hematologii.Oddělení imuno hematologie.U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, budova A, patro 2.vedoucí odd. Mudr.Písačka. Tel.:221977205	komplikace při identifikaci protilátek (+ vyšetření HLA protilátek v případě potřeby)	fialová zkumavka 2X, červená zkumavka 2x,separovaná zamražená plazma 1x	Tak jak to donesou na OKB, tak to i ideslat.Nestáčet, neseparovat.Zkumavky uložit do lednice. Zamraženou plazmu do mrazničky na -20C.	Počet a složení vzorků dodaných na OKB nemusí být vždy stejný.		sanitka, pátek 06:00
ÚHKT, Laboratoř imuno hematologie trombocytů a leukocytů, Oddělení imuno hematologie, U Nemocnice 1 ,128 20 Praha 2, budova A, patro 2 tel:221977254	určení antigenu C	2x nesraživá krev lepší když jsou k tomu ještě 2x sraživé krev	transportni box 2°C - 25°C	uchovat v lednici 2°C - 8°C nic s tím nedelat netocit nemrazit !	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
ÚHKT, Laboratoř imunohematologie trombocytů a leukocytů, Oddělení imunohematologie, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, budova A, patro 2 tel:221977254	protilátky proti granulocytům	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, lednice 2°C - 8°C, po více jak 24 hod. zamrazit na -20°C	transp. box s nachlazenou vložkou, pokud je vzorek zamražen nesmí při transportu rozmraznout	sanitka, pátek 06:00
UKBD FN a LF Hradec Králové, úsek mol. biologie /dr. Plíšková/FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05, tel. 495 833 866.	JC virus/JCV, polyomavirus/	plazma, likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka, úterý 10:30
UKBD FN a LF Hradec Králové, bud. 22, 3. patro, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05, tel. 495 833 866.	oxaláty	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, slít a mrazák -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	delta sanitky, domluvit s VŠ
ULBLD VFN a 1. LF, Klinická imunol. a alerg.-lab. Karlovo náměstí 32, Praha 2, 121 11, tel. 224 966 471	APLA screen, IgG, IgM, APLA profil	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, sérum nikdy nemrazit	transportní box	sanitka pátek 06:00
Ústav biologické a lékařské genetiky (Doc. MUDr. A. Baxová), Ke Karlovu 2, Praha 2 12808, tel.: 224967713 nebo 224964123	SHOX gen	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, plná krev max. 3 dny, déle vyizolovat DNA (domluvit se s Mgr. Roubalovou)	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Ústav biologie a lékařské genetiky, Albertov 4, Praha 2, 12800	feochromocytom	plazma	transportni box 2°C - 25°C	3 dny v lednici, pak plnou krev zamrazit	termobox s namraž. Nebo nachlaz. Destičkami	sanitka-pátek
Ústav biologie a lékařské genetiky, Albertov 4, Praha 2, 12800	inzulinom	plazma	transportni box 2°C - 25°C	2 dny v lednici, pak plnou krev zamrazit	termobox s namraž. Nebo nachlaz. Destičkami	sanitka-pátek
Ústav dědičných metab. poruch, 1 LF UK, KE KARLOVU 455/2, PRAHA 2, 128 00 tel: 224967710	souhrn vyšetření	vzorky + obálka se suchou krevní kapkou	termoska nachystaná z LDMP	mražák -20°C	termoska	sanitka, pátek 06:00
Ústav dědičných metab. poruch, 1 LF UK, KE KARLOVU 455/2, PRAHA 2, 128 00 tel: 224967710	cerebrotendinozní xantomatozy	moč, 2x sérum, suchá krevní kapka	transportni box 2°C - 25°C	celou moč zamrazit, Krev stočit stáhnout a zamrazit na -20°, suchá krevní kapka se musí uchovat při pokojové teplotě	termobox s namraz. destičkami -20°C + pokojová teplota u krevní kapky	sanitka, pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Ústav dědičných metab. poruch, 1 LF UK, KE KARLOVU 455/2, PRAHA 2, 128 00 tel: 224967710	hyperhomocysteinemie, MTHFR AN 223 norm.	moč, 2x sérum, suchá krevní kapka	transportní box 2°C - 25°C	celou moč zamrazit, Krev stočit stáhnout a zamrazit na -20°, suchá krevní kapka se musí uchovat při pokojové teplotě	termobox s namraz. destičkami -20°C + pokojová teplota u krevní kapky	sanitka, pátek 06:00
Ústav dědičných metab. poruch. 1.LF UK a VFN Praha, Ke Karlovu 2, Praha 2 120 00, tel.: 224 967 041 V areálu DK, Budova E4 - 2. patro MUDr. Helena Hůlková	deficit lipoproteinové lipázy	trepanobiopsie kostní dřeně	při pokojové teplotě	při pokojové teplotě	při pokojové teplotě	sanitka, pátek 06:00
Ústav dědičných metab. poruch., Ke Karlovu 2, budova D, Praha 2 12808, tel.: 224967710	VLCFA	sérum	nachystaná termoska z namraž. gely	mrazák -20°C	nachystaná termoska z namraž. gely	sanitka, pátek 06:00
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK, Ke Karlovu 2, Praha 2, 12808, tel: 224967701, tel.AMB:224967670	TTR amyloidosa Amyloidoza fibro. A(gen FGA)	plazma, netočít, uchovat při ledničkové teplotě	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Ústav hematologie a krevní transfuze Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, U nemocnice 1, Praha 2, 128 20, tel. 221 977 350	BCR-ABL1	plná krev s EDTA	transportní box 2°C - 25°C	netočít, stabilita 48 hod. (nesmí zmrznout), lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka - pátek
Ústav hematologie a krevní transfuze, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Oddělení HLA analýzy, U nemocnice 1, Praha 2, 128 20, tel. 221 977 397	HLA genotypizace	plazma, nestáčet	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, Praha 2, 128 20, LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY. tel. 774 712 115/ved.lab./, 221 977 251.	Trombotická trombocytopenická purpura/HUS .	plazma/2 ks/, stočené ep.zkumavky/5 ks/	transportní box 2°C - 25°C	ep.zkumavky zamrazit na -80°C, transport v mraz.boxu se suchým ledem/objednáva p.Dr.Švábová/	plazmy uchovat při ledničkové teplotě- nestáčet, dodat sanitkou s nachlazenou vložkou.	sanitka dle objednání



LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
Ústav hematologie a krevní transfuze,U nemocnice 1,Praha 2, 128 20,LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY.tel.774 712 115/ved.lab./,221 977 251.	Faktor H, Faktor I, protilátky proti fakt. H	citrát(koagulační zkumavka) stočit 15min. Na 2500 ot/2ks /rozpipetovat do 6 ependorf po 0,5 ml šokově zamrazit na -80°C i se zbytkem krvinek v origin. Zkumavce zamrazit a poslat slouží k izolaci DNA	transportni box 2°C - 25°C	6 alikvotu ep.zkumavky zamrazit na -80°C i s original zkumavkou (zbylé krvinky)	transportovat na suchém ledu nesmí rozmrznout	sanitka,pátek 06:00
Ústav hematologie a krevní transfuze,U nemocnice 1,Praha 2, 128 20,LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY.tel.774 712 115/ved.lab./,221 977 251.	Protein C P	stočená plazma ep.zkum.	transportni box 2°C - 25°C	stočená plazma, zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka pátek 06:00
Ústav hematologie a krevní transfuze,U nemocnice 1,Praha 2, 128 20,LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY.tel.774 712 115/ved.lab./,221 977 251.	Trombotická trombocytopenická purpura/HUS . AT3-molek.genet.	2x stočená plazma + 1x izolát	mraz.trans.box - 20°C	mrazák -20°C	vzorek musí být transportován na suchém ledu vždy !!!	sanitka pátek 06:00
Ústav imunologie Brno, FN U Sv. Anny, Pekařská 53, Brno, 656 91, tel.543 183 130	protilátky proti IgA,tryptáza	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
Ústav klinické biochemie a diagn.LF UK FN Hr:adec Králové,500 05,tel.: 495 833 738	vitamín E,A	plazma	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	obálka	pošta,denně
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 BRNO,tel.:543183130	anti IgA	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka,pátek 06:00
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 BRNO,tel.:543183130	základní buněčné vyšetření (CD3+,CD4+,CD8+,CD 19+,CD16+56+),TREC, KREC	suchá kapka	transportní box pokojová teplota	pokojevá teplota bez chladících vložek	transportní box pokojová teplota	sanitka,pátek 06:00, dle potřeby delta
Ústav klinické mikrobiologie,FN Hradec Králové Sokolská tř. 581,500 05 Hradec Králové.tel.495832583 virologie	HEV virová hepatitida E	sérum	mraz.trans.box - 20°C	stočit,stahnout, zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	delta sanitky,domluvit s VŠ
Ústav laboratorní diagnostiky- Oddělení klinické biochemie. 17. listopadu 1790, 70852 Ostrava tel.597374128,-4494	FOB - krev ve stolici( okultní krvácení)	stolice (kazeta se zeleným vrškem)	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka, úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
Ústav lékařské mikrobiologie, 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 15006, tel.: 224435350	Burkholderia cepacia PCR	stěr z krku ve fyziologickém roztoku	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
Ústav lékařské mikrobiologie, 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 15006, tel.: 224435350	Chl. Psittaci-konfirmace WB	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout a uchovat v lednici 2°C - 8°C	transportní box s nachlazenou vložkou	sanitka pátek 06:00
Ústav mikrobiologie, MUDr. Hubáček, V Úvalu 84, Praha 5 15006, tel.: 224431111	souhrn vyšetření	nehty	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	přípraveý balíček z odd.	sanitka, pátek 06:00
VFN 1.LFUK Praha, NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2 12800, tel.: 224968534	tkáňové helmintózy	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, uchovat v lednici a více jak 3 dny zamrazit na -20°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha a 1.LFUK laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Ke Karlovu 2, Praha 2, 12808, tel.: 224967748	melas	bukální stěr	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, 3IK-Lipidová laboratoř, MUDr. Vráblík Michal U Nemocnice 1, Praha 2 12800, tel.: 224961111	deficit LPL, recid.ak.pankreatitidy	plná krev EDTA	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box, bez volžky	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, Centr.bioch.lab., Na Bojišti 3, Praha, MUDr. Vaníčková Zdislava, tel.: 224962841	alfa 1 antitripsin	stolice	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2 12111, tel.: 224 966 471	SAA	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, týden může být skladováno při ledničkové teplotě, více jak týden zamrazit na -20°C.	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2 12111, tel.: 224 966 471	anti-PLA2R	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, slít, zamrazit, mrazák -20°C,	transportní box s namraženou vložkou	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2 12111, tel.: 224966471	hladina infliximabu+protilátky	sérum nebo plazma	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2 12111, tel.: 224966471	hladina adalimumabu+protilátky	sérum	transportní box 2°C - 25°C	v lednici stabilní 1 den, déle mrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2 12808, tel.: 224966264	IFIX+protilátky IFIX	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
VFN Praha, Ústav klinické biochemie, Laboratoř hepatologie, Na bojišti 3, Praha 2 12108, tel.: 224962841	Cu	jaterní sušina	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	balíček připravený z odd.	sanitka, pátek 06:00

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
VFN Praha, Ústav klinické biochemie, Laboratoř hepatologie, Na bojišti 3, Praha 2 12108, tel.: 224962841	celkové žlučové kyseliny + spektrum	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
VFN v Praze, Ústav farmakologie (Doc. MUDr. Ondřej 40 Slanař, Ph.D.), Na Bojišti 1, Praha 2 12000, tel.: 224 96 8140 (8130)	TPMT	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, netočit, vydrží více jak 5 dní v lednici	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 6:00
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Oddělení bakteriologie - vrátnice, Hudcova 296/70, Brno, 62100	Mikrobiologie referenční laboratoř	naočkovaná půda	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, pátek 06:00
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoř, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200111	tetanus ELISA, difterie ELISA, anti H. influenzae B IgG, anti PCP IgG	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, pátek 06:00
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoř, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200111	virus Zika	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit stáhnout sérum, mrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoř, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200111	Zika virus PCR	plazma, sérum	transportní box 2°C - 25°C	do dvou dnů po odběru neseparovat, poslat nestočené krve i plazmu, více jak 2 dny sérum stočit a uchovat při ledničkové teplotě, plazmu stočit při 1200 otáčkách 20 minut a separovat, taktéž uchovat při ledničkové teplotě.	termobox s nachlazen. destičkami	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoř oddělení parazitologie, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	Leishmanie	sklíčko	transportní box 2°C - 25°C	uchovat při pokojové teplotě nevadí i lednice 2°C - 8°C	transportní box	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoř, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200111	anti-adenovirus	sérum, likvor	transportní box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	sanitka, úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	brucela abortus	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	francisella tularensis	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	IgG1, IgG4	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, sérum nikdy nemrazit	transportní box	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	anti PCP-IgG	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	IgD	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C pouze 2 dny, jinak mrazit na -20°C	transportní box s nachlazenou vložkou, nebo namraženou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	bordetela pertusi	mater.dle požadavku	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	C1INH	sérum	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	vitamín D	sérum	transportní box 2°C - 25°C	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	Rubeola v./3.nemoc/, anti-Adenovirus KFR, anti -Coxsackie virus, morbili virus B1, enteroviry, parotitis	sérum	transportní box 2°C - 25°C	vydrží i v lednici nebo mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	Hladina tryptázy, anti HEV IgG, IgM	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout, zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	anti -Anaplasma, anti Bartonella, anti Brucella, anti Leptospira, bartonella henselae	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	DNA- Leptospira sp.	1x fialová zkumavka	transportni box 2°C - 25°C	netočít uchovat plnou krev v lednici 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	Bartonella guintana	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit a uchovat v lednici 2°C - 8°C,	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	protilátky proti Aspergillus fumigatus, Candida albicans	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout a uchovat v lednici 2°C - 8°C, nemrazit	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	anti-PCP IgG/pneumokokový polysacharid/	sérum	transportni box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit,	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111	HCV lékové rezistence ( léčba : daclatasvir)	srážlivá krev, stočit, zamrazit. Jak se to stočí a stáhne, tak hned zamrazit.	transportni box 2°C - 25°C	stočit, sérum zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	úterý, sanitka
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	flouridy	moč	bez zvláštních podmínek	bez zvláštních podmínek	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	parechoviry	likvor	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	Coxiella burneti (Q-horečka)	sérum	transportni box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C nemusí se stáčet vydrží i 3 dny v lednici nebo stočit a uchovat v lednici, nemrazit	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	RNA Hantaviry: Puumala, Dobrava	plazma (fialová),	transportni box 2°C - 25°C	mrazák - 20 C, stáhnout plazmu a zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮSOB PŘEPRAVY	ZPŮSOB ODESLÁNÍ
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	anti- Hantaviry, anti Parvovirus B19, anti-Aspergillus sp., Cryptococcus neoformans (likvor), Aspergillus fumigatus Elisa, anti Corynebacterium	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	Streptococcus pneumoniae/Ag-antigen, anti-Haemophilus inf. b IgG/	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	autoprotilátky/polyendokrin. screening IF	sérum	transportní box 2°C - 25°C	mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	DNA BK virus	plazma (moč + sérum)	transportní box 2°C - 25°C	více jak 2 dny stočit na 1200 ot. 20 min. stáhnout a zamrazit na -20°	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	Arboviry, Enteroviry, Viróvé gastroenteritidy	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, v lednici 3 dny, potom zamrazit na -20°.	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	DNA Neisseria meningitidis DNA Streptococcus pneumoniae DNA Haemophilus influenzae DNA Listeria monocytogenes	likvor + fialová plná krev EDTA	transportní box 2°C - 25°C	netočít, uchovat v lednici 2°C - 8°C	termobox nachlaz. destičkami	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200167	vyšetření na parazity, Western Blot IgG, DNA Toxoplasma gondii DNA Escherichia coli	likvor	transportní box 2°C - 25°C	stočit, v lednici 3 dny, potom zamrazit na -20°.	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30

LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167	anti-Anaplasma	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200241	parvovirus B19	plazma	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici- více jak 2 dny stočit při 1200 ot. 20min. Separovat plazmu - zamrazit	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	C klasicky(CH50), C alternativní (AH50), MBL	sérum	transportní box 2°C - 25°C	Každou metodu odlít zvlášť do zkumavky, mrazák -20°C, stočit, stáhnout, zamrazit	mraz.trans.box -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	anti- Herpes hominis virus typ 6 IgG, IgM	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, stáhnout a uchovat v lednici 2°C - 8°C nejdéle týden pak zamrazit -20°	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	borrelia burgdorferi, varicella-zoster, herpes hominis, parvovirus B19, influenza A+B, RS virus, adenoviry, PCR-rotaviry	likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, netočít	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	DNA Streptococcus pneumoniae	punktát, likvor	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, netočít	transp. box s nachlazenou vložkou	sanitka , úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461	parvovirus B19 IgG, IgM	sérum,	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici- i více jak 2 dny nemrazit,	vydrží v lednici, transport s nachlazenou vložkou, nemrazí se.	sanitka , úterý 10:30



LABORATOŘ	VYŠETŘENÍ	ODESÍLANÝ MATERIÁL	TRANSPORTNÍ PODMÍNKY NA OKB	SKLADOVACÍ PODMÍNKY	ZPŮBOB PŘEPRAVY	ZPŮBOB ODESLÁNÍ
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461	RNA enteroviry	likvor, sérum (Plazma, stolice, stěr z nosu a krku, izolát likvoru)	transportní box 2°C - 25°C	stačí v lednici - i více jak 2 dny nemrazit, je-li krvavý likvor netočít (EDTA stocit slít a vše zamrazit na -20°C a poslat tak aby nic nerozmrzlo)	transp. box s nachlazenou (popř. namraženou) vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461	elbasvir, grazoprevir, PCR VIROVÉ HEPATITIDY	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, sérum zamrazit na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	úterý, sanitka
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461	hliníky	plazma	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C	dle návodu	dle návodu
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461, parazitologie a lékařská zoologie	DNA - toxoplasma gondii	sérum 2 zkumavky	transportní box 2°C - 25°C	srážlivou krev stočit a stáhnout sérum, zamrazit, nesrážlivou s růžovým vrškem celou zamrazit.	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461, parazitologie a lékařská zoologie	DNA adenovirus- stěr Krk, Nos	Stěr krk, nos v médiu	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	transp. box s namraženou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596 200 342	respirační agens	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	transportní box	sanitka dle objednání
ZÚ se sídlem v Ostravě, centrum klinických laboratoří, Mgr. Motlochová Jana, Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00, tel.: 596200461	legionella v séru	sérum	transportní box 2°C - 25°C	lednice 2°C - 8°C, více jak 2 dny zamrazit	transp. box s namraženou vložkou	sanitka, úterý 10:30
ZÚ v Ústí nad Labem, odd. laboratorní imunologie CIM, Na Kabátě 229, 40011 Ústí nad Labem, tel.: 477751823	EBM, ICS, Desmozómy, Desmoglein	sérum	transportní box 2°C - 25°C	stočit, slít, zamrazeno na -20°C	termobox s namraz. destičkami -20°C	sanitka - pátek